

Descrizione	Caratteristiche tecniche
COMPRESSORE PER PREVENZIONE TVP	Compressore per prevenzione TVP. Ciclo di compressione compreso tra 10 e 13 secondi Ciclo di decompressione da variabile fino a 48 secondi circa Possibilità di funzionamento con gambali e plantari. Possibilità di spostamento del paziente con sistema compressione in attività. Possibilità di compressione alternata. Gambali in materiale confortevole. I Dispositivi medici devono essere conformi alla normativa CE secondo la direttiva 93/42 (D.L. 46/97) relativamente alla classe del dispositivo medico offerto. L'etichettatura e le eventuali istruzioni per l'uso dovranno contenere quanto prescritto dalla Direttiva 93/42 (Sezione 13 allegato 1) in lingua italiana (decreto legislativo 24 febbraio 1997 nº 46). Le ditte dovranno far pervenire la seguente documentazione obbligatoria: Scheda Tecnica del dispositivo offerto, riportante tutte le caratteristiche del prodotto; Certificato di conformità CE emesso dall'organismo notificato; Copia delle istruzioni per l'uso (ove presenti); Dichiarazione attestante la presenza o meno di lattice nei dispositivi offerti; Dichiarazione o indicazione in scheda tecnica della classe di appartenenza CND (se disponibile); Indicazione per ogni codice offerto del numero identificativo di iscrizione nel Repertorio Nazionale Dispositivi (Decreto Ministero della Salute 20/02/2007).
	VALIDITA': I prodotti dovranno avere al momento della consegna almeno due terzi della loro validità. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire in uso gratuito n.,45 compressori di ultima generazione, mai utilizzati, ed, in generale, la fornitura di tutto il materiale do consumo eventualmente necessario per il buon funzionamento delle apparecchiature.
	DURATA CONTRATTUALE: 24 MESI