



CATETERE VENOSO CENTRALE "POWER INJECTABLE"		
LOTTO 1	DESCRIZIONE	Q.ta annua
CATETERE VENOSO CENTRALE "POWER INJECTABLE",	<p>Idoneo ad utilizzo con iniettori ad alta pressione (min 300 psi) e con flusso in pressione uguale o superiore a 10 ml/sec, bilume e trilume giugulare e succlavia adulti.</p> <p>In confezione sterile monouso, radiopaco. Introduzione percutanea con tecnica di Seldinger. Materiale compatibile con permanenze in situ medio/breve (poliuretano od altro materiale plastico biocompatibile medical grade).</p> <p>catetere bilume e trilume, diametri fra 7 e 8 Fr, lunghezza utile non superiore a 25 cm con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • coni connessione via infusione LL femmina • alette forate per fissaggio alla cute solidali al catetere e poste alla giunzione tra la Y ed il catetere stesso • alette forate sul catetere con sistema di blocco alla posizione desiderata per fissaggio alla cute a profondità variabile • siringa monouso • ago di puntura di calibro non superiore a 18 G e lunghezza non inferiore a 6 cm • filo guida flessibile, con un'estremità a J e una diritta, morbido ma resistente con sistema di introduzione "one hand" di particolare praticità'. La maglia del filo guida non deve sfilacciarsi o piegarsi durante l'introduzione; calibro adatto all'ago e lunghezza adeguata a quella del catetere • dilatatore per introduzione catetere 	50 PEZZI