



TAMPONI CON TERRENO DI TRASPORTO		
Descrizione	Caratteristiche tecniche	Q.ta annua
<b>LOTTO 1</b>	<p><b>Tampone per raccolta e trasporto campioni in Amies, con punta soffice e piccola (ad es. tamponi ureterali), asta in alluminio ed annessa provetta in plastica pre-etichettata, contenente terreno di trasporto.</b></p> <p>Sterile e confezionato singolarmente.</p> <p><u>Terreno di Amies:</u> semisolido, non nutritivo, adatto per il trasporto di campioni da sottoporre ad analisi batteriologica.</p> <p>L'etichetta del prodotto deve poter contenere il numero di lotto, la scadenza, lo spazio per l'identificazione del paziente, così da garantirne la rintracciabilità.</p> <p>Il tampone deve essere montato sul tappo, deve essere di facile e comoda presa. L'estrazione del tampone, all'atto della semina, non deve dar luogo a dispersione del terreno, in modo da mantenere le caratteristiche di adesione ottimali.</p> <p>Il confezionamento deve garantire l'ottimale conservazione.</p>	1300
<b>LOTTO 2</b>	<p><b>Tampone per raccolta e trasporto campioni in Amies, con punta soffice e grande (ad es. tamponi oro-faringei), asta in viscosa ed annessa provetta in plastica pre-etichettata, contenente terreno di trasporto.</b></p> <p>Sterile e confezionato singolarmente.</p> <p><u>Terreno di Amies:</u> semisolido, non nutritivo, adatto per il trasporto di campioni da sottoporre ad analisi batteriologica.</p> <p>L'etichetta del prodotto deve poter contenere il numero di lotto, la scadenza, lo spazio per l'identificazione del paziente, così da garantirne la rintracciabilità.</p> <p>Il tampone deve essere montato sul tappo, deve essere di facile e comoda presa. L'estrazione del tampone, all'atto della semina, non deve dar luogo a dispersione del terreno, in modo da mantenere le caratteristiche di adesione ottimali.</p> <p>Il confezionamento deve garantire l'ottimale conservazione.</p>	19000
<b>LOTTO 3</b>	<p><b>Tampone sterile senza terreno di trasporto per la raccolta e la conservazione dei campioni per l'analisi microbiologica.</b></p> <p>Sterile in fibra sintetica con punta molto piccola ed asta sottile in alluminio non flessibile, confezionato in provetta di plastica pre-etichettata.</p>	1100

*I Dispositivi medici devono essere conformi alla normativa CE secondo la direttiva 93/42 (D.L. 46/97) relativamente alla classe del dispositivo medico offerto.*

*L'etichettatura e le eventuali istruzioni per l'uso dovranno contenere quanto prescritto dalla Direttiva 93/42 (Sezione 13 allegato 1) in lingua italiana ( decreto legislativo 24 febbraio 1997 n° 46).*

*Le ditte dovranno far pervenire la seguente documentazione obbligatoria: Scheda Tecnica del dispositivo offerto, riportante tutte le caratteristiche del prodotto; Certificato di conformità CE emesso dall'organismo notificato; Copia delle istruzioni per l'uso (ove presenti ); Dichiarazione attestante la presenza o meno di lattice nei dispositivi offerti; Dichiarazione o indicazione in scheda tecnica della classe di appartenenza CND (se disponibile); Indicazione per ogni codice offerto del numero identificativo di iscrizione nel Repertorio Nazionale Dispositivi (Decreto Ministero della Salute 20/02/2007).*

#### *CAMPIONATURA*

*la ditta partecipante dovrà fornire 5 campioni per ogni tipologia di tamponi.*

#### *VALIDITA':*

*I prodotti dovranno avere al momento della consegna almeno due terzi della loro validità.*

#### *CRITERI DI VALUTAZIONE:*

*Prezzo previa valutazione della campionatura*